


# CÓMO EMPEZAR CON SU ANILLO

Guía rápida para utilizar correctamente tu prueba con el anillo



1. Descargue la aplicación "Sleep Image" en **App Store** o **Google Play** e inicie sesión con su ID de paciente y fecha de nacimiento.



2. Empareja la grabadora por Bluetooth  y comienza a grabar 

## QUICK NOTES

**NO utilice su máquina de CPAP mientras realiza la prueba, ya que esto provocará que la misma sea INEXACTA y es posible que tenga que volver a realizarla por su cuenta, y es probable que su seguro no cubra una segunda prueba.**


- \* Acepta todas las solicitudes de permiso. \* Asegúrate de que tu grabadora está completamente cargada antes de empezar. \*
- \* Mantén tu teléfono/tableta cerca (15 pies) y enchufado a la corriente. \*
- \* No detengas la grabación hasta que tengas la intención de terminar el estudio. \*
- \* Después de finalizar la grabación, comprueba el historial de grabaciones y asegúrate de que la misma se haya cargado. \*



## PERMISOS

### \* Apple (izquierda)

-  Presiona **OK** para conceder acceso al Bluetooth.


### \* Android (derecha)

-  Presione "**Mientras uso la aplicación**" para conceder acceso al Bluetooth. La Aplicación no registra tu ubicación.



## INICIA SESIÓN

- \* **Ingresar tu ID de Paciente.** Si no has recibido un mensaje de texto o correo electrónico con esta información, póngase en contacto con su representante de programación de Blackstone o a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **813-831-2727**.
- \* **Ingresar tu Fecha de Nacimiento.**




**SIGUE  
LEYENDO**  
>>>>




## EMPAREJAR GRABADORA

- \* **No empareje** la grabadora en los ajustes del teléfono.
- \* Asegúrate de que tu grabadora esté encendida.
- \* Si ves el botón de escaneo, activa el Bluetooth y luego presiona el botón **Escanear** (izquierda).
- \* Selecciona tu grabadora y presiona el botón **Conectar** (derecha).
- \* Asegúrate de que la grabadora esté 100% cargada antes de iniciar una grabación.



## COMIENZA A GRABAR

- \* **No utilices** otros accesorios Bluetooth, ni otras aplicaciones, durante la grabación.
- \* Encienda su grabadora introduciendo un dedo en el sensor.
- \* Mantén tu teléfono/tableta cerca y conectado a la electricidad.
- \* Presiona el botón **START** ►
- \* Comprueba que la aplicación esté mostrando SpO2 y frecuencia de pulso.



## DURANTE LA GRABACIÓN

- \* Manténgase a una distancia de 15 pies durante la grabación.
- \* Si sales del radio de alcance y/o te quitas el anillo, revisa la aplicación cuando regreses y pulsa el botón **START** ► si es necesario.
- \* Comprueba que la aplicación esté mostrando SpO2 y frecuencia de pulso.



## PARA DE GRABAR

- \* Si la pantalla de la izquierda no aparece, contáctanos.
- \* Presiona el botón **DETENER** ■
- \* Ve a la pestaña de Historia.
- \* Comprueba que todas las anotaciones dicen, **"Upload Status: Complete"**.
- \* ¡Terminaste! El estudio ha sido cargado en nuestros servidores. Ya estás listo para devolver el dispositivo. Complete toda la documentación de la caja y utiliza la etiqueta de devolución prepagada de la caja para devolver el dispositivo a tu tienda UPS más cercana.



Una vez recibamos el dispositivo los resultados serán enviados inmediatamente a su médico.